

— ABLYBIO, Help Your Research



Cytokeratin 19 (YD15363) Rabbit mAb

货号: **AYD12498**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in the organization of myofibers. Together with KRT8, helps to link the contractile apparatus to dystrophin at the costameres of striated muscle (By similarity)
基因ID	3134

基因名	Krt19
Swiss	P19001 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P19001/entry)
别名	Cytokeratin 19 (YD15363),Cytokeratin 19 (YD15363) Rabbit mAb,Krt19,Cytokeratin-19,Keratin-19,Krt1-19

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)