

— ABLYBIO, Help Your Research



DNAJC1 (YD14914) Rabbit mAb

货号: **AYD12501**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion, Mitochondrion outer membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Required for mitochondrial inner membrane organization. Seems to function through its association with the MICOS complex and the mitochondrial outer membrane sorting assembly machinery (SAM) complex
基因ID	55735

基因名	DNAJC11
Swiss	Q9NVH1 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NVH1/entry)
别名	DNAJC1 (YD14914),DNAJC1 (YD14914) Rabbit mAb,DNAJC11

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)