

Phospho-c-Jun (Thr93) (YD12590) Rabbit mAb

货号: **AYD12546**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HT-1080,NIH/3T3
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
基因ID	3725
基因名	JUN
Swiss	P05412

别名	Phospho-c-Jun (Thr93) (YD12590)
----	---------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn