

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD14 (YD11979) Rabbit mAb

货号: **AYD12556**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	RAW264.7
细胞定位	Cell membrane, Secreted, Membrane raft, Golgi apparatus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a surface antigen that is preferentially expressed on monocytes/macrophages. It cooperates with other proteins to mediate the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
------	---

基因ID	929
基因名	CD14
Swiss	P08571 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08571/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08571/entry</a> )
别名	CD14 (YD11979),CD14 (YD11979) Rabbit mAb,CD14,My23 antigen,Myeloid cell-specific leucine-rich glyco protein

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)