

— ABLYBIO, Help Your Research



ZEB1 (YD11976) Rabbit mAb

货号: **AYD12557**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	124kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-1080,Jurkat
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a zinc finger transcription factor. The encoded protein likely plays a role in transcriptional repression of interleukin 2. Mutations in this gene have been associated with posterior polymorphous corneal dystrophy-3 and late-onset Fuchs endothelial corneal dystrophy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
------	--

基因ID	6935
基因名	ZEB1
Swiss	P37275 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P37275/entry)
别名	ZEB1 (YD11976),ZEB1 (YD11976) Rabbit mAb,ZEB1,NIL-2-A zinc finger protein,Negative regulator of IL2,T ranscription factor 8,AREB6

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)