

CD79b (YD11863) Rabbit mAb

货号: **AYD12560**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The B lymphocyte antigen receptor is a multimeric complex that includes the antigen-specific component , surface immunoglobulin (Ig). Surface Ig non-covalently associates with two other proteins, Ig-alpha and I g-beta, which are necessary for expression and function of the B-cell antigen receptor. This gene encodes the Ig-beta protein of the B-cell antigen component. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
基因ID	974
基因名	CD79B
Swiss	P40259

别名	CD79b (YD11863)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn