

— ABLYBIO, Help Your Research



# Tubulin (YD13001) Rabbit mAb

货号: **AYD12575**

## 产品信息

反应	Saccharomyces cerevisiae
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	50kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Tubulin is the major constituent of microtubules, a cylinder consisting of laterally associated linear protofilaments composed of alpha- and beta-tubulin heterodimers (PubMed:11739794). Microtubules grow by the addition of GTP-tubulin dimers to the microtubule end, where a stabilizing cap forms. Below the cap, tubulin dimers are in GDP-bound state, owing to GTPase activity of alpha-tubulin
------	--

基因ID	3134
基因名	TUB1
Swiss	P09733 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P09733/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P09733/entry</a> )
别名	Tubulin (YD13001),Tubulin (YD13001) Rabbit mAb,TUB1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)