

— ABLYBIO, Help Your Research



# STAT6 (YD11360) Rabbit mAb

货号: **AYD12591**

## 产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	94kDa/93kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Involved in IL4/interleukin-4- and IL3/interleukin-3-mediated signaling Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Involved in IL4/interleukin-4- and IL3/interleukin-3-mediated signaling
------	---

基因ID	6778
基因名	STAT6, Stat6
Swiss	P42226 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P42226/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P42226/entry</a> ), P52633 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P52633/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P52633/entry</a> )
别名	STAT6 (YD11360),STAT6 (YD11360) Rabbit mAb,STAT6,IL-4 Stat

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)