

Ornithine Carbamoyltransferase (YD11221) Rabbit mAb

货号: AYD12593

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Mouse small intestine,Rat liver,Rat small intestine
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This nuclear gene encodes a mitochondrial matrix enzyme. Missense, nonsense, and frameshift mutations in this enzyme lead to ornithine transcarbamylase deficiency, which causes hyperammonemia. Since the gene for this enzyme maps close to that for Duchenne muscular dystrophy, it may play a role in that disease also.
基因ID	5009
基因名	OTC

Swiss	P00480
别名	Ornithine Carbamoyltransferase (YD11221)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn