

# Phospho-BCAR1 (Tyr410) (YD32979) Rabbit mAb

货号: **AYD12641**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a>
推荐浓度	
理论分子量	93kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cell junction, focal adhesion, Cytoplasm, Cell projection, axon
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	BCAR1, or CAS, is an Src (MIM 190090) family kinase substrate involved in various cellular events, including migration, survival, transformation, and invasion (Sawada et al., 2006 [PubMed 17129785]).[supplied by OMIM, May 2009]
基因ID	9564
基因名	BCAR1
Swiss	P56945

别名	Phospho-BCAR1 (Tyr410) (YD32979)
----	----------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)