

Nectin 2 (YD32503) Rabbit mAb

货号: **AYD12664**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	58kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF-7,SW620,A-549,SKOV3
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a single-pass type I membrane glycoprotein with two Ig-like C2-type domains and an I g-like V-type domain. This protein is one of the plasma membrane components of adherens junctions. It al so serves as an entry for certain mutant strains of herpes simplex virus and pseudorabies virus, and it is i nvolved in cell to cell spreading of these viruses. Variations in this gene have been associated with differe nces in the severity of multiple sclerosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isofo rms, have been characterized.
基因ID	5819
基因名	NECTIN2

Swiss	Q92692
别名	Nectin 2 (YD32503)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn