

Phospho-SMAD5 (Ser463/Ser465) (YD32103) Rabbit mAb

货号: AYD12682

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Mitochondrion
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is involved in the transforming growth factor beta signaling pathway that results in an inhibition of the proliferation of hematopoietic progenitor cells. The encoded protein is activated by bone morphogenetic proteins type 1 receptor kinase, and may be involved in cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	4090
基因名	SMAD5

Swiss	Q99717
别名	Phospho-SMAD5 (Ser463/Ser465) (YD32103)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn