

— ABLYBIO, Help Your Research



Transferrin Receptor (YD12008) Rabbit mAb

货号: **AYD12697**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,PC-3
细胞定位	Cell membrane, Melanosome, Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cell surface receptor necessary for cellular iron uptake by the process of receptor-mediated endocytosis. This receptor is required for erythropoiesis and neurologic development. Multiple alternatively spliced variants have been identified.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	7037
基因名	TFRC
Swiss	P02786 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02786/entry)
别名	Transferrin Receptor (YD12008),Transferrin Receptor (YD12008) Rabbit mAb,TFRC,T9,Transferrin receptor 1,p90

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)