

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-PYGL (Ser15) (YD31359) Rabbit mAb

货号: **AYD12717**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	97kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytosol
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Allosteric enzyme that catalyzes the rate-limiting step in glycogen catabolism, the phosphorolytic cleavage of glycogen to produce glucose-1-phosphate, and plays a central role in maintaining cellular and organismal glucose homeostasis
------	---

基因ID	3134
基因名	Pygl
Swiss	P09811 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P09811/entry)
别名	Phospho-PYGL (Ser15) (YD31359),Phospho-PYGL (Ser15) (YD31359) Rabbit mAb,Pygl,Lgp

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)