

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-CrkL (Tyr207) (YD31220) Rabbit mAb

货号: **AYD12721**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,Jurkat,SKOV3,Mouse brain,Rat heart
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein kinase containing SH2 and SH3 (src homology) domains which has been shown to activate the RAS and JUN kinase signaling pathways and transform fibroblasts in a RAS-dependent fashion. It is a substrate of the BCR-ABL tyrosine kinase, plays a role in fibroblast transformation by BCR-ABL, and may be oncogenic.
------	---

基因ID	1399
基因名	CRKL
Swiss	P46109 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P46109/entry)
别名	Phospho-Crkl (Tyr207) (YD31220),Phospho-Crkl (Tyr207) (YD31220) Rabbit mAb,CRKL

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)