

— ABLYBIO, Help Your Research



# Homer1 (YD14912) Rabbit mAb

货号: **AYD12743**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,Rat skeletal muscle
细胞定位	Cytoplasm, Postsynaptic density, Synapse, Cell projection, dendritic spine
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the homer family of dendritic proteins. Members of this family regulate group 1 metabotropic glutamate receptor function.
------	---

基因ID	9456
基因名	HOMER1
Swiss	Q86YM7 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86YM7/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q86YM7/entry</a> )
别名	Homer1 (YD14912),Homer1 (YD14912) Rabbit mAb,HOMER1,SYN47

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)