

— ABLYBIO, Help Your Research



uPA Receptor/U-PAR (YD20826) Rabbit mAb

货号: **AYD12765**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Acts as a receptor for urokinase plasminogen activator. Plays a role in localizing and promoting plasmin formation. Mediates the proteolysis-independent signal transduction activation effects of U-PA
基因ID	3134

基因名	Plaur
Swiss	P35456 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35456/entry)
别名	uPA Receptor/U-PAR (YD20826),uPA Receptor/U-PAR (YD20826) Rabbit mAb,Plaur

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)