

Poliovirus Receptor (YD32957) Rabbit mAb

货号: **AYD12768**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,Daudi(negative)
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. The external domain mediates cell attachment to the extracellular matrix molecule vitronectin, while its intracellular domain interacts with the dynein light chain Tctex-1/DYNLT1. The gene is specific to the primate lineage, and serves as a cellular receptor for poliovirus in the first step of poliovirus replication. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	5817
基因名	PVR
Swiss	P15151

别名	Poliovirus Receptor (YD32957)
----	-------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn