

LINE 1 ORF1p (YD18522) Rabbit mAb

货号: **AYD12776**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, nucleolus, Cytoplasm, Cytoplasmic ribonucleoprotein granule, Stress granule
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Nucleic acid-binding protein which is essential for retrotransposition of LINE-1 elements in the genome. F unctions as a nucleic acid chaperone binding its own transcript and therefore preferentially mobilizing the transcript from which they are encoded
基因ID	3134
基因名	L1RE1
Swiss	Q15605
别名	LINE 1 ORF1p (YD18522)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn