



p150 CAF1 (YD20925) Rabbit mAb

货号: **AYD12777**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	107kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
------	--

基因ID	10036
基因名	CHAF1A
Swiss	Q13111 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13111/entry)
别名	p150 CAF1 (YD20925),p150 CAF1 (YD20925) Rabbit mAb,CHAF1A,Chromatin assembly factor I p150 subunit,CAF,CAF1P150

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)