

CD127 (YD20601) Rabbit mAb

货号: **AYD12791**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	FC
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Mouse thymus
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a receptor for interleukin 7 (IL7). The function of this receptor requires the interleukin 2 receptor, gamma chain (IL2RG), which is a common gamma chain shared by the receptors of various cytokines, including interleukins 2, 4, 7, 9, and 15. This protein has been shown to play a critical role in V(D)J recombination during lymphocyte development. Defects in this gene may be associated with severe combined immunodeficiency (SCID). Alternatively spliced transcript variants have been found.
基因ID	3575
基因名	IL7R

Swiss	P16871
别名	CD127 (YD20601)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn