

— ABLYBIO, Help Your Research



# MASP1 (YD20518) Rabbit mAb

货号: **AYD12796**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	80kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, Cell surface
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Precursor of a serum protease that activates the complement pathway of the complement system, a cascade of proteins that leads to phagocytosis and breakdown of pathogens and signaling that strengthens the adaptive immune system
------	---

基因ID	3134
基因名	Masp1
Swiss	Q8CHN8 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8CHN8/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8CHN8/entry</a> )
别名	MASP1 (YD20518),MASP1 (YD20518) Rabbit mAb,Masp1,Complement-activating component of Ra-reactive factor,Mannose-binding lectin-associated serine protease 1,Mannose-binding protein-associated serine protease,Ra-reactive factor serine protease p100,Serine protease 5,Craf

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)