

— ABLYBIO, Help Your Research



STAT5A/B (YD13893) Rabbit mAb

货号: **AYD12807**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	91kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Mediates cellular responses to the cytokine KITLG/SCF and other growth factors. May mediate cellular responses to activated FGFR 1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4. Binds to the GAS element and activates PRL-induced transcription. Regulates the expression of milk proteins during lactation
------	--

基因ID	3134
基因名	Stat5a
Swiss	P42230 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P42230/entry)
别名	STAT5A/B (YD13893),STAT5A/B (YD13893) Rabbit mAb,Stat5a,Mammary gland factor,Mgf,Mpf

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)