

— ABLYBIO, Help Your Research



# CCL27 (YD20432) Rabbit mAb

货号: **AYD12809**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	13kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Chemotactic factor that attracts skin-associated memory T-lymphocytes. May play a role in mediating homing of lymphocytes to cutaneous sites. Binds to CCR10
基因ID	10850

基因名	CCL27
Swiss	Q9Y4X3 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y4X3/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y4X3/entry</a> )
别名	CCL27 (YD20432),CCL27 (YD20432) Rabbit mAb,CCL27,CC chemokine ILC,Cutaneous T-cell-attracting chemokine,ESkine,IL-11 R-alpha-locus chemokine,Skinkine,Small-inducible cytokine A27,ILC,SCYA27

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)