

— ABLYBIO, Help Your Research



EGF (YD20051) Rabbit mAb

货号: **AYD12824**

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	124kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	EGF stimulates the growth of various epidermal and epithelial tissues in vivo and in vitro and of some fibroblasts in cell culture. Magnesiotropic hormone that stimulates magnesium reabsorption in the renal distal convoluted tubule via engagement of EGFR and activation of the magnesium channel TRPM6 (By similarity)
------	--

基因ID	3134
基因名	Egf
Swiss	P07522 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P07522/entry)
别名	EGF (YD20051),EGF (YD20051) Rabbit mAb,Egf

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)