

— ABLYBIO, Help Your Research



POMC (YD20004) Rabbit mAb

货号: **AYD12826**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	29kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Precursor protein of pituitary hormones that are involved in diverse physiological processes, including the regulation of energy balance, stress response, immune function and skin pigmentation
基因ID	5443

基因名	POMC
Swiss	P01189 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01189/entry)
别名	POMC (YD20004),POMC (YD20004) Rabbit mAb,POMC,Corticotropin-lipotropin,Gamma-MSH,Adrenocortico tropic hormone,Melanotropin alpha,Beta-LPH,Gamma-LPH,Melanotropin beta

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)