

— ABLYBIO, Help Your Research



# FCGRT/FCRN (YD19845) Rabbit mAb

货号: **AYD12844**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60
细胞定位	Cell membrane, Endosome membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a receptor that binds the Fc region of monomeric immunoglobulin G. The encoded protein transfers immunoglobulin G antibodies from mother to fetus across the placenta. This protein also binds immunoglobulin G to protect the antibody from degradation. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	---

基因ID	2217
基因名	FCGRT
Swiss	P55899 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P55899/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P55899/entry</a> )
别名	FCGRT/FCRN (YD19845),FCGRT/FCRN (YD19845) Rabbit mAb,FCGRT,IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain,Neonatal Fc receptor,FCRN

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)