

— ABLYBIO, Help Your Research



Sca1/Ly6A/E (YD19644) Rabbit mAb

货号: **AYD12853**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse spleen,Mouse kidney
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	T-cell activation.
基因ID	110454

基因名	Ly6a
Swiss	P05533 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P05533/entry)
别名	Sca1/Ly6A/E (YD19644),Sca1/Ly6A/E (YD19644) Rabbit mAb,Ly6a,Stem cell antigen 1,T-cell-activating protein,Ly6

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)