

— ABLYBIO, Help Your Research



LMO2 (YD19538) Rabbit mAb

货号: **AYD12857**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	18kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,A-549,293T,Mouse liver,Mouse kidney,Rat liver
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	LMO2 encodes a cysteine-rich, two LIM-domain protein that is required for yolk sac erythropoiesis. The LMO2 protein has a central and crucial role in hematopoietic development and is highly conserved. The LMO2 transcription start site is located approximately 25 kb downstream from the 11p13 T-cell translocation cluster (11p13 ttc), where a number T-cell acute lymphoblastic leukemia-specific translocations occur. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	4005
基因名	LMO2
Swiss	P25791 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P25791/entry)
别名	LMO2 (YD19538),LMO2 (YD19538) Rabbit mAb,LMO2,Cysteine-rich protein TTG-2,LIM domain only protein 2,T-cell translocation protein 2,RBTN2,RBTNL1,RHOM2,TTG2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)