

MTCO1 (YD19143) Rabbit mAb

货号: **AYD12868**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,HepG2,HeLa,Mouse liver,Rat kidney
细胞定位	Mitochondrion inner membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	MT-CO1 (mitochondrially encoded cytochrome c oxidase I) is a protein-coding gene. Diseases associated with MT-CO1 include phthirus pubis infestation, and echinococcosis.
基因ID	4512
基因名	MT-CO1
Swiss	P00395
别名	MTCO1 (YD19143)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn