

— ABLYBIO, Help Your Research



# BST2/Tetherin (YD18711) Rabbit mAb

货号: **AYD12882**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	20kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,HeLa,Mouse heart
细胞定位	Golgi apparatus, trans-Golgi network, Cell membrane, Membrane raft, Cytoplasm, Apical cell membrane, Late endosome
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Bone marrow stromal cells are involved in the growth and development of B-cells. The specific function of the protein encoded by the bone marrow stromal cell antigen 2 is undetermined; however, this protein may play a role in pre-B-cell growth and in rheumatoid arthritis.
------	--

基因ID	684
基因名	BST2
Swiss	Q10589 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q10589/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q10589/entry</a> )
别名	BST2/Tetherin (YD18711),BST2/Tetherin (YD18711) Rabbit mAb,BST2,HM1.24 antigen,Tetherin

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)