

TACD2 (YD14056) Rabbit mAb

货号: **AYD12897**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,A-431,Mouse kidney
细胞定位	Membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This intronless gene encodes a carcinoma-associated antigen. This antigen is a cell surface receptor that transduces calcium signals. Mutations of this gene have been associated with gelatinous drop-like cornea I dystrophy.
基因ID	4070
基因名	TACSTD2
Swiss	P09758
别名	TACD2 (YD14056)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn