

# Syndecan 3 (YD20241) Rabbit mAb

货号: **AYD12898**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,MCF7,A-549,Mouse lung,Mouse spleen,Rat lung
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the syndecan proteoglycan family. It may play a role in the organization of cell shape by affecting the actin cytoskeleton, possibly by transferring signals from the cell surface in a sugar-dependent mechanism. Allelic variants of this gene have been associated with obesity.
------	---

基因ID	9672
基因名	SDC3
Swiss	O75056 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75056/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75056/entry</a> )
别名	Syndecan 3 (YD20241),Syndecan 3 (YD20241) Rabbit mAb,SDC3,KIAA0468

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)