

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD28 (YD18156) Rabbit mAb

货号: **AYD12899**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60,Raji,Mouse spleen,Rat spleen,Rat kidney,Rat thymus
细胞定位	Cell membrane, Cell surface
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is essential for T-cell proliferation and survival, cytokine production, and T-helper type-2 development. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
------	---

基因ID	940
基因名	CD28
Swiss	P10747 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10747/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10747/entry</a> )
别名	CD28 (YD18156),CD28 (YD18156) Rabbit mAb,CD28,TP44

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)