

— ABLYBIO, Help Your Research



MICA/B (YD16528) Rabbit mAb

货号: **AYD12915**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	43kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460,SKOV3
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a heavily glycosylated protein which is a ligand for the NKG2D type II receptor. Binding of the ligand activates the cytolytic response of natural killer (NK) cells, CD8 alphabeta T cells, and gamma delta T cells which express the receptor. This protein is stress-induced and is similar to MHC class I molecules; however, it does not associate with beta-2-microglobulin or bind peptides. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	4277
基因名	MICB
Swiss	Q29980 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q29980/entry)
别名	MICA/B (YD16528),MICA/B (YD16528) Rabbit mAb,MICB,PERB11.2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)