

VISTA (YD15323) Rabbit mAb

货号: **AYD12930**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,LO2,A-549
细胞定位	Cell membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation(VISTA) also known as platelet receptor Gi24 , stress-induced secreted protein-1 (Sisp-1) and B7
基因ID	64115
基因名	VSIR
Swiss	Q9H7M9
别名	VISTA (YD15323)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn