

— ABLYBIO, Help Your Research



DTYMK (YD31450) Rabbit mAb

货号: **AYD12933**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	24kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	22Rv1,HeLa,HepG2,Raji,MCF7,Mouse bone marrow,Mouse spleen,Rat testis
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalyzes the conversion of dTMP to dTDP.
基因ID	1841

基因名	DTYMK
Swiss	P23919 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23919/entry)
别名	DTYMK (YD31450),DTYMK (YD31450) Rabbit mAb,DTYMK,dTMP kinase,CDC8,TMPK,TYMK

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)