

# DTYMK (YD31450) Rabbit mAb

货号: **AYD12933**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	24kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	22Rv1,HeLa,HepG2,Raji,MCF7,Mouse bone marrow,Mouse spleen,Rat testis
细胞定位	
纯化	

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Catalyzes the conversion of dTMP to dTDP.
基因ID	1841
基因名	DTYMK
Swiss	P23919
别名	DTYMK (YD31450)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)