

— ABLYBIO, Help Your Research



CRMP4 (YD34225) Rabbit mAb

货号: **AYD12951**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	62kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Cell projection, growth cone
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--


靶点信息

研究背景	Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration (By similarity)
基因ID	1809

基因名	DPYSL3
Swiss	Q14195 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14195/entry)
别名	CRMP4 (YD34225),CRMP4 (YD34225) Rabbit mAb,DPYSL3,Collapsin response mediator protein 4,Unc-33-like phosphoprotein 1,CRMP4,DRP3,ULIP,ULIP1

产品验证

Human hippocampus



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)