

— ABLYBIO, Help Your Research



# TPST2 (YD34132) Rabbit mAb

货号: **AYD12969**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U2OS,Mouse spleen,Rat spleen
细胞定位	Golgi apparatus membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene catalyzes the O-sulfation of tyrosine residues within acidic regions of proteins. The encoded protein is a type II integral membrane protein found in the Golgi body. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
------	---

基因ID	8459
基因名	TPST2
Swiss	O60704 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O60704/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O60704/entry</a> )
别名	TPST2 (YD34132),TPST2 (YD34132) Rabbit mAb,TPST2,Tyrosylprotein sulfotransferase 2

## 产品验证

Human fetal liver

kDa

250 -

150 -

100 -

75 -

50 -

37 -

25 -

20 -



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)