

TPST2 (YD34132) Rabbit mAb

货号: **AYD12969**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U2OS,Mouse spleen,Rat spleen
细胞定位	Golgi apparatus membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene catalyzes the O-sulfation of tyrosine residues within acidic regions of proteins. The encoded protein is a type II integral membrane protein found in the Golgi body. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
基因ID	8459
基因名	TPST2
Swiss	O60704
别名	TPST2 (YD34132)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn