

# PACAP (YD34083) Rabbit mAb

货号: **AYD12973**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	21kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji
细胞定位	Endoplasmic reticulum lumen, Secreted, Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	Associates with immunoglobulin M (IgM heavy and light chains and promotes IgM assembly and secretion . May exert its effect by acting as a molecular chaperone or as an oxidoreductase as it displays a low level of oxidoreductase activity (By similarity. Isoform 2 may be involved in regulation of apoptosis. Helps to diversify peripheral B-cell functions by regulating Ca(2+ stores, antibody secretion and integrin activation.
基因ID	51237
基因名	MZB1
Swiss	Q8WU39

别名	PACAP (YD34083)
----	-----------------

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)