

— ABLYBIO, Help Your Research



PAR4 (YD34034) Rabbit mAb

货号: **AYD12981**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	37kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,HT-29,SKOV3,SW480,HepG2
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The tumor suppressor WT1 represses and activates transcription. The protein encoded by this gene is a WT1-interacting protein that itself functions as a transcriptional repressor. It contains a putative leucine zipper domain which interacts with the zinc finger DNA binding domain of WT1. This protein is specifically upregulated during apoptosis of prostate cells.
------	---

基因ID	5074
基因名	PAWR
Swiss	Q96IZ0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96IZ0/entry)
别名	PAR4 (YD34034),PAR4 (YD34034) Rabbit mAb,PAWR,Prostate apoptosis response 4 protein,PAR4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)