

# PAR4 (YD34034) Rabbit mAb

货号: **AYD12981**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	37kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,HT-29,SKOV3,SW480,HepG2
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The tumor suppressor WT1 represses and activates transcription. The protein encoded by this gene is a WT1-interacting protein that itself functions as a transcriptional repressor. It contains a putative leucine zipper domain which interacts with the zinc finger DNA binding domain of WT1. This protein is specifically upregulated during apoptosis of prostate cells.
基因ID	5074
基因名	PAWR
Swiss	Q96I20

别名	PAR4 (YD34034)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)