

— ABLYBIO, Help Your Research



# PMP22 (YD33988) Rabbit mAb

货号: **AYD13009**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	18kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Might be involved in growth regulation, and in myelination in the peripheral nervous system
基因ID	5376

基因名	PMP22
Swiss	Q01453 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q01453/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q01453/entry</a> )
别名	PMP22 (YD33988),PMP22 (YD33988) Rabbit mAb,PMP22,Growth arrest-specific protein 3,GAS3

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)