

IKK beta (YD14092) Rabbit mAb

货号: **AYD13012**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	87kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Membrane raft
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene phosphorylates the inhibitor in the inhibitor/NF-kappa-B complex, causing dissociation of the inhibitor and activation of NF-kappa-B. The encoded protein itself is found in a complex of proteins. Several transcript variants, some protein-coding and some not, have been found for this gene.
基因ID	3551
基因名	IKBKB
Swiss	O14920

别名	IKK beta (YD14092)
----	--------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn