

LIG1 (YD32829) Rabbit mAb

货号: **AYD13026**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	102kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,K-562
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息





抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the ATP-dependent DNA ligase protein family. The encoded protein functions in DNA replication, recombination, and the base excision repair process. Mutations in this gene that lead to DNA ligase I deficiency result in immunodeficiency and increased sensitivity to DNA-damaging agents. Disruption of this gene may also be associated with a variety of cancers. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	3978
基因名	LIG1
Swiss	P18858

别名	LIG1 (YD32829)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn