

Hemoglobin subunit delta (YD33799) Rabbit mAb

货号: **AYD13039**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	16kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat liver
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The delta (HBD) and beta (HBB) genes are normally expressed in the adult: two alpha chains plus two beta chains constitute HbA, which in normal adult life comprises about 97% of the total hemoglobin. Two alpha chains plus two delta chains constitute HbA-2, which with HbF comprises the remaining 3% of adult hemoglobin. Five beta-like globin genes are found within a 45 kb cluster on chromosome 11 in the following order: 5'-epsilon--Ggamma--Agamma--delta--beta-3'. Mutations in the delta-globin gene are associated with beta-thalassemia.
基因ID	3045
基因名	HBD

Swiss	P02042
别名	Hemoglobin subunit delta (YD33799)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn