

GAS2 (YD33777) Rabbit mAb

货号: **AYD13043**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,Mouse liver,Mouse kidney
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, stress fiber, Membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a caspase-3 substrate that plays a role in regulating microfilament and cell shape changes during apoptosis. It can also modulate cell susceptibility to p53-dependent apoptosis by inhibiting calpain activity. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	2620
基因名	GAS2
Swiss	O43903
别名	GAS2 (YD33777)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn