

— ABLYBIO, Help Your Research



DMC1 (YD33754) Rabbit mAb

货号: **AYD13051**

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	38kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Chromosome
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Participates in meiotic recombination, specifically in homologous strand assimilation, which is required for the resolution of meiotic double-strand breaks
基因ID	3134

基因名	Dmc1
Swiss	Q61880 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q61880/entry)
别名	DMC1 (YD33754),DMC1 (YD33754) Rabbit mAb,Dmc1,Dmc1h,Lim15

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)